

Guêtres CAPSULAR

Dispositif de soins pour les chevaux afin de prévenir et soulager les pathologies tendineuses et ligamentaires : **molettes**, **engorgement**, **tendinites**, **claquages**.

Caractéristiques techniques :

Guêtres **adaptables antérieurs** et **postérieurs**.

Lingettes lavables en maille médicale

Velcros en Cuir lavable

Produits associés :

Recharges CapTend Préparation & Récupération

Pour qui ?

Il est conseillé d'utiliser les Guêtres Capsular pour les **phases de préparation** et **récupération** du cheval.

Temps de pose :

20 min pour la Gamme Préparation

2 heures pour la Gamme Récupération




Les Guêtres Capsular **ne compriment pas les membres**, elles peuvent être posées toute une nuit sans risques.



Guide des tailles

3 Tailles disponibles :



	Hauteur des Guêtres Capsular	Largeur	Taille du cheval au garrot
Taille M - Medium 	290 cm	305 cm	Inférieur à 1m50
Taille L - Large 	315 cm	325 cm	Inférieur à 1m65
Taille XL - X-Large 	330 cm	360 cm	Supérieur à 1m65